



Istituto Comprensivo Statale di Francavilla di Sicilia
Via Napoli n. 2 – 98034 Francavilla di Sicilia (Me)
Telefono 0942 388027 – 0942 462560
c.f.96005620834 – c.u.UFAL7M
www.icfrancavilla.it
meic835003@istruzione.it – meic835003@pec.istruzione.it

Francavilla di Sicilia, 22/02/2022

Ai Docenti

Amico Anna
Belfiore Francesca
Calabrò Maria
Castrianni Carmela
Filippello Daniela
Nicodemo Angela Grazia Caterina
Paparo Emanuele Maria
Al collaboratore solastico
Conti Concetta

Al RSPP d'Istituto
Al Medico competente
Alla DSGA
Al Sito Web
All'Albo

Oggetto: Nomina Addetti all'uso del defibrillatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

In qualità di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D. L.vo 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i., previa consultazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza **VERIFICATA** la collocazione del defibrillatore ubicato nel plesso scolastico di Piazza Pirandello di Francavilla di Sicilia dell'Istituzione che ne garantisce la piena disponibilità e la facilità di accesso; **VERIFICATA** la presenza, nel plesso di scuola dell'Infanzia e nel plesso di Scuola Primaria/Secondaria di I grado di Francavilla di Sicilia, di personale formato e abilitato all'uso del BLS; **VERIFICATA** la presenza del cartello di segnalazione del posto in cui è posizionato il defibrillatore;

NOMINA

quali Addetti all'uso e alla manutenzione del defibrillatore in dotazione nel plesso di Piazza Pirandello di Francavilla di Sicilia il personale di seguito specificato:

- Amico Anna
- Belfiore Francesca

- Calabrò Maria
- Castrianni Carmela
- Filippello Daniela
- Nicodemo Angela Grazia Caterina
- Paparo Emanuele Maria
- Conti Concetta

L'incarico comporta i seguenti compiti:

Controlli e manutenzione giornaliera:

- Assenza di segnali di malfunzionamento (es. spia rossa, allarme sonoro);
- Presenza di spia lampeggiante verde;

Controlli e manutenzione settimanali:

- Verifica a vista dell'assenza di sporco o di contaminazione dell'unità e degli accessori.

In tal caso provvedere alla pulizia del dispositivo e degli accessori;

- Verifica a vista dell'assenza di danneggiamenti dell'unità e degli accessori.

In tal caso informare immediatamente il datore di lavoro per l'invio del dispositivo in assistenza;

- Controllo della scadenza delle batterie e degli elettrodi. In caso di superamento della data di scadenza, informare immediatamente il datore di lavoro per la sollecita sostituzione.

Controlli e manutenzione mensili:

- Esecuzione autotest manuale;
- Controllo della disponibilità di pacchi batteria e di elettrodi di scorta. In caso negativo, informare immediatamente il datore di lavoro per la reintegrazione;

• Controllo della presenza del kit accessori

- almeno n. 2 pocket mask;
- forbici taglia abiti;
- almeno n. 2 rasoi;
- almeno n. 5 confezioni di garze non sterili;
- almeno n. 3 confezioni di guanti monouso.

In caso di soccorso il compito sarà di attuare tutte le misure in conformità alla formazione ricevuta.

Si ricorda che tutti i componenti del Servizio Gestione Emergenze sono tenuti al segreto professionale, in ordine alle situazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle funzioni svolte.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice

(documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del CAD e norme ad esso connesse)